
DESTINATAIRES : Gestionnaires du personnel clinique et personnel clinique

EXPÉDITEUR : Fayez Aidibe, chef de service du génie biomédical, DL

DATE : Le 28 janvier 2025

OBJET : **Avis de risque sur équipement médical : H0965 - Les alarmes d'inactivité des électrodes ECG**

Le service du génie biomédical souhaite faire un rappel concernant les bonnes pratiques d'utilisation et d'application des électrodes ECG, ainsi que l'importance de la bonne utilisation de ces dernières.

Une alarme d'inactivité des électrodes ECG peut, entre autres, être déclenchée en raison d'une mauvaise préparation de la peau, des mouvements du patient ou d'un gel d'électrode sec.

Les alarmes peuvent être perçues par le personnel clinique comme étant une nuisance ou de faible priorité en raison de la fréquence de déclenchement. Cependant, elles doivent être prises au sérieux. Bien que les alarmes d'inactivité des électrodes ECG n'indiquent toujours pas un problème sérieux, ne pas reconnaître une alarme peut empêcher le déclenchement d'alarmes plus prioritaires et entraîner des événements graves, soit :

- Un retard ou une interruption du monitoring du patient.
- Un retard dans le traitement ou la prise en charge du patient.
- Des lésions ou le décès du patient.

Équipement(s) visé(s) par l'avis

Équipement(s) : Système de monitoring physiologique
Émetteur de télémétrie physiologique

Fabricant(s) : Tous

Modèle(s) : Tous

Nous vous invitons à lire l'avis de risque sur équipement médical complet.

AVIS-H0965 Alarme d'inactivité des électrodes ECG

Pour toutes questions en lien avec cet avis, veuillez communiquer avec le service du génie biomédical à l'adresse suivante : alertesmedicales.gbm.ciessmo16@ssss.gouv.qc.ca

Nous vous remercions de votre collaboration habituelle.