

DESTINATAIRES : Aux gestionnaires cliniques, à l'ensemble du personnel en soins infirmiers, aux inhalothérapeutes et anesthésistes de l'hôpital Anna-Laberge et de l'hôpital du Suroît

EXPÉDITEURS : Favez Aidibe, Chef de service du génie biomédical, DL
Hélène Soriya Kvann, Adjointe au chef - système d'information pharmaceutique et des technologies, DSPEM
Lucie Verret, Chef adjointe projets spéciaux et harmonisation, DSPEM
Marie-Soleil Lafranchise, conseillère spécialisée en soins infirmiers – volet sécurité médicamenteuse, DSIEU

DATE : Le 16 décembre 2025

OBJET : **Annnonce d'une mise à jour de la bibliothèque de médicament (BM) de la pompe à perfusion 2e génération de BBraun dans le système informatique**

Cette note de service vise à vous informer qu'afin d'optimiser la bibliothèque de médicaments (BM) et de répondre adéquatement aux besoins des différentes unités de soins, tout en assurant la sécurité des usagers, une mise à jour de la bibliothèque de médicaments des pompes à perfusion BBraun – 2e génération aura lieu **mardi 16 décembre 2025**.

Il est essentiel que **chaque mise à jour soit transférée dans les plus brefs délais** dès qu'elle est poussée dans le système informatique par le GBM.

Nous demandons donc aux chefs d'unités de s'assurer que l'ensemble des pompes à perfusion reçoivent correctement la mise à jour. Voici un rappel de la note de service qui explique le [Fonctionnement de la mise à jour de la bibliothèque de médicaments de la pompe à perfusion Infusomat Space 2e génération de BBraun](#)

La mise à jour se télécharge automatiquement dans les pompes à perfusion via le réseau Wi-Fi, à condition que certaines exigences soient respectées (voir le tableau ci-dessous).

Tableau des conditions pour la mise à jour d'une bibliothèque de médicaments (BM)				
Étapes	Pompe éteinte (sans charge)	Pompe éteinte (en charge)	En fonctionnement (en charge ou non)	Dans une Space Station
1. Téléchargement dans la batterie de la BM	Non	Oui	Oui	Non
2. Mise à jour dans la pompe de la BM	Non	Oui	Non	Non

Le tableau suivant présente les principales modifications apportées, dont certaines sont en cohérence avec les ajustements effectués aux OIPI.:

Médicament concerné	Modification	Unité touchée
Modifications qui seront effectuées avec la mise à jour		
Acides aminés	Ajout d'une limite franchissable haute à 150 mL/h et d'une limite infranchissable haute à 200 mL/h	Toutes
Lipides	Ajout d'une limite infranchissable haute à 30 mL/h	Toutes
Magnésium	Ajustement du volume d'administration à 50 mL pour le magnésium 2g	Toutes
Magnésium	Retrait des doses de 1g, 3g, 4g et 5g en sac dans la pompe volumétrique. Les doses de 2g et 4g dans le pousse-seringue seront maintenues → Voir la note de service ICI pour plus de détails	Toutes
Amiodarone	Ajustement de l'Amiodarone (TV) 300 mg Ajustement de la limite infranchissable basse pour la durée d'administration à 20 minutes	Unité Urgence/SI
Leucovorin	Ajout de deux (2) concentrations 1) 100-500 mg 2) 501-750 mg	Unité Urgence/SI Med/chir/autres
Leucovorin	Ajout de la dose de moins de 100 mg dans la pompe pousse-seringue	Unité Urgence/SI
Propofol	Ajout de bolus dans la BM du pousse-seringue pour adulte et pédiatrie	Unité Urgence/SI Pédiatrie
Propofol	Ajustement de l'unité de mesure en mg au lieu du mL pour le bolus dans la pompe volumétrique et le pousse-seringue	Unité Urgence/SI

Validation de la version de la BM dans la pompe à perfusion

Il est possible de valider la version actuelle de la bibliothèque de médicaments (BM) dans la pompe à perfusion en suivant les étapes ci-dessous :

- 1. Dans le Choix de bibliothèque**
- 2. Sélectionner Perfusion de base**
- 3. Sélectionner État**
- 4. Sélectionner Information médicaments**
- 5. Vérifier la date affichée (année/mois/jour)**

À la suite de la mise à jour d'aujourd'hui, la date qui devra apparaître est : **2025-12-16**.