

GUIDE DE CONSERVATION ET DÉLAI D'ACHEMINEMENT DES ÉCHANTILLONS

CE GUIDE EST POUR LES ANALYSES LES PLUS FRÉQUENTES ET NE REMPLACE AUCUNEMENT LE RÉPERTOIRE DES ANALYSES DU SERVICE DE BIOLOGIE MÉDICALE. IL FAUT TOUJOURS RESPECTER LES CRITÈRES D'ENVOIS TEL QUE STIPULÉ DANS LA FICHE TECHNIQUE

« EMBALLAGE DES MARCHANDISES DANGEREUSES »

POUR LE DÉLAI D'ACHEMINEMENT, VEUILLEZ TOUJOURS CONSULTER LE RÉPERTOIRE DES ANALYSES

CONSERVATION ET TRANSPORT À T° PIÈCE (18 à 25 °C)	DÉLAI D'ACHEMINEMENT	CONSERVATION ET TRANSPORT À 4°C  Garder au réfrigérateur NE PAS CONGELER	DÉLAI D'ACHEMINEMENT
Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae TAAN (L'échantillon peut être également mis à 4°C)	24 h	Analyse - culture d'urine et urine 24h	3 h
Écouvillon culture gonocoque (Écouvillon Stuart)	< 6h	Culture de selle (contenant SANS un milieu de transport), Calprotectine fécale et Toxine C. difficile	16 h
Écouvillon pour culture	16 h	Expectoration (culture)	16 h
RSOSi ou Fit-test (Recherche de sang occulte dans les selles)	12 h	Milieu de transport viral/UTM (Ex. Influenza)	3 h
Recherche de parasites (Selles) (Contenant avec un milieu de transport) Les spécimens sont valides même si les contenants ont été mis dans le réfrigérateur par l'utilisateur après le prélèvement.	48 h	Selles (Culture (Contenant avec un milieu de transport)	48 h
Tubes bleus (coagulation)	3 h	Tubes jaunes avec gel CENTRIFUGÉ MICROBIOLOGIE	3 h
Tubes avec gel NON CENTRIFUGÉ (vert menthe et jaune)	1 h 30	pH-CO₂ total veineux (hors HAL) (anciennement appelé gaz sanguin veineux)	3 h
Tubes avec gel CENTRIFUGÉ (vert menthe et jaune)	3 h		
Tubes lavande (FSC, sédimentation, banque de sang)	3 h		
Tubes lavande pour hémoglobine glyquée (HBA1c)	3 h		
Cytologie urinaire et expectoration dans un contenant avec préservatif (alcool éthylique)	72 h à 96 h		

NOTES IMPORTANTES : Centrifuger une seule fois, le faire deux fois peut fausser les résultats