

# FICHE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION- SANGLES D'ISOLEMENT

## MATÉRIEL REQUIS

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant
- ✓ Linge en microfibre avec une solution nettoyante-désinfectante

## SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS

Procéder à l'hygiène des mains  
Mettre des gants propres

### Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant :

1. Déposer la sangle dans le sac en filet
2. Déposer le sac en filet dans la laveuse
3. Procéder à la lessive tel que recommandé par le fabricant

## SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE APRÈS UTILISATION AUPRÈS D'UN USAGER SOUS PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES OU PÉRIODIQUE

En présence de précautions additionnelles, se référer à l'affiche correspondante afin de choisir la technique et le matériel de désinfection appropriés.

## VISUEL



## FRÉQUENCE ET RESPONSABILITÉ

### FRÉQUENCE :

- Entre les différents usagers
- Désinfection quotidienne selon l'utilisation: high touch & low touch

### RESPONSABILITÉ DE LA DÉSINFECTION :

- L'utilisateur (ex : infirmière, PAB, médecin, professionnel, etc.)
- Les personnes désignées par le gestionnaire



HIGH TOUCH



LOW TOUCH