

FICHE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION- STATION DE TRAVAIL MULTIFONCTIONNELLE (ROLYAN)

MATÉRIEL REQUIS	
✓ Gants à usage unique ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant ✓ Linge en microfibre avec une solution nettoyante-désinfectante	
SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS	VISUEL
Procéder à l'hygiène des mains Mettre des gants propres Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant : 1. Les surfaces extérieures du coffre à outils et le verrou 2. Les vis utilisées 3. L'étagère en métal 4. L'outil utilisé	
SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE APRÈS UTILISATION AUPRÈS D'UN USAGER SOUS PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES OU PÉRIODIQUE	
Procéder à l'hygiène des mains Mettre des gants propres Désinfectez les surfaces selon l'ordre suivant : 1. Les surfaces extérieures du coffre à outils et le verrou 2. Les vis utilisées 3. L'étagère en métal 4. L'outil utilisé 5. L'entièreté du coffre à outil 6. Tous les outils et les vis du coffre En présence de précautions additionnelles, se référer à l'affiche correspondante afin de choisir la technique et le matériel de désinfection appropriés.	
FRÉQUENCE ET RESPONSABILITÉ	
FRÉQUENCE : - Entre les différents usagers - Désinfection quotidienne selon l'utilisation: high touch & low touch RESPONSABILITÉ DE LA DÉSINFECTION : - L'utilisateur (ex : infirmière, PAB, médecin, professionnel, etc.) - Les personnes désignées par le gestionnaire	



HIGH TOUCH



LOW TOUCH