

FICHE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION- CONCENTRATEUR D'OXYGÈNE

MATÉRIEL REQUIS
✓ Gants à usage unique ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant ✓ Linge en microfibre avec une solution nettoyante-désinfectante

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS
Procéder à l'hygiène des mains Mettre des gants propres Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant : 1. Le contrôle 2. La sortie d'air 3. Le filtre arrière 4. La poignée

SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE APRÈS UTILISATION AUPRÈS D'UN USAGER SOUS PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES OU PÉRIODIQUE
Procéder à l'hygiène des mains Mettre des gants propres Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant : 1. Le contrôle 2. La sortie d'air 3. Le filtre arrière 4. La poignée 5. Les côtés 6. Les fils électriques Ou Jeter la lunette nasale et l'adaptateur blanc Mettre des gants propres Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant : 1. La poignée de transport 2. Le débitmètre 3. L'appareil sur toutes les surfaces 4. Le fil électrique 5. Les roues Nettoyer le filtre à l'arrière avec un savon doux et assécher avec un papier brun Recouvrir d'un sac de plastique si non utilisé En présence de précautions additionnelles, se référer à l'affiche correspondante afin de choisir la technique et le matériel de désinfection appropriés.

VISUEL

FRÉQUENCE ET RESPONSABILITÉ
FRÉQUENCE : - Entre les différents usagers - Désinfection quotidienne selon l'utilisation: high touch & low touch RESPONSABILITÉ DE LA DÉSINFECTION : - L'utilisateur (ex : infirmière, PAB, médecin, professionnel, etc.) - Les personnes désignées par le gestionnaire

HIGH TOUCH	LOW TOUCH