

Note de service

DESTINATAIRES : Tout le personnel du CISSS de la Montérégie-Ouest

EXPÉDITEUR : Favez Aidibe, chef de service du génie biomédical

DATE : le 28 avril 2025

OBJET : Rappel des bonnes pratiques concernant les tapis sonores

Dans le cadre de l'utilisation des tapis sonores, veuillez respecter les directives suivantes afin d'assurer leur bon fonctionnement et la sécurité des usagers.

1. Unité de court séjour (< 30 jours)

- Il est obligatoire d'**inspecter le tapis entre chaque usager**.
- La **date d'expiration** du tapis doit être vérifiée. (Voir page suivante pour plus d'informations en lien avec la date d'expiration des tapis sonores)
- Si le tapis n'est pas utilisé, il doit être **entreposé à plat et ne doit pas être plié**.
- Si le tapis est **expiré**, un nouveau doit être commandé via **GRM**. (Voir page suivante pour les précisions concernant la date d'expiration des tapis)

2. Unité de long séjour (> 30 jours)

- Les mêmes conditions que pour l'unité de court séjour s'appliquent.
- De plus, le tapis sonore doit être **inspecté une fois par mois**.

3. Cas de détérioration

- Si un tapis est **déchiré**, il **n'est pas réparable** et il doit être remplacé.
- Un nouveau tapis doit être commandé via **GRM**.

4. Inspection du tapis sonore

Par inspection, il est attendu de :

1. Effectuer une observation visuelle rapide

- Vérifier l'état général du tapis (absence de fissures, plis ou usure excessive).
- S'assurer que le tapis est bien positionné et stable (aucun coin relevé ou déplacé).

2. Procéder à une vérification du fonctionnement

- Marcher légèrement sur le tapis pour confirmer que le son est bien émis.
- Vérifier que les capteurs réagissent normalement.

Nous comptons sur votre collaboration pour assurer le respect de ces consignes. Merci de votre attention et de votre diligence dans l'application de ces mesures.

Précision concernant la durée de vie et la date d'expiration des tapis :

Veuillez prendre note que les tapis sonores ont une durée de vie variable, soit de 1 an, 90 jours ou 45 jours.

Anti-Wandering Solutions
SMART
Quieter Fall Prevention™

**To Ensure Resident Safety,
Replace This Pad When Pad Life Expires**

The Smart Change Pad Indicator™ System (patented technology) automatically alerts caregivers when the sensor pad's life has expired. Change Pad Indicator™ technology utilizes an internal clock which counts down the life of the sensor pad while the pad is plugged in and pressure is applied to it.

When the Sensor Pad has expired, the Change Pad Indicator™ will emit a continuous chirping sound and the fall monitor will illuminate. Replace the sensor pad.

NOTE: This Change Pad Indicator™ Sensor Pad is compatible with all Smart fall monitors but will only indicate when a Timed Sensor Pad™ has expired when used with a Change Pad Indicator™ Monitor.

CAUTION: The manufacturer does not recommend the use of this device to stop elopement and/or stop falls. This device is designed to augment caregivers' comprehensive resident mobility management program.

TB-RI	TB-90R	TB-45R
1 Year Life Pad	90 Day Life Pad	45 Day Life Pad

100% Latex Free Product

Start Date: 21/10/21 End Date: 21/10/22

Use start date to track pad use.
*Pad must be replaced when pad life expires

**Change Pad Indicator
TIMED Bed Sensor**

Pad Use Instructions

1. Remove the protective boot. Install new batteries* into the Smart fall monitor. The battery compartment door is secured with a Phillips-head screw. Please refer to monitor instructions for battery requirements.
2. Plug the cord end of the sensor pad into the bottom of the Smart fall monitor. Pinch the cord together and loop it through the strain relief recess on the fall monitor (near plug input).

Care & Maintenance

- To clean pads, use disinfectant.
- When using a sensor pad, use memory foam, test properly.
- To minimize the spread of infection, each patient is recorded.
- An incontinence pad must be tested prior to use.
- **DO NOT** immerse the pad in water.
- **DO NOT** expose the pad to heat.
- **DO NOT** fold.

Troubleshooting

1. Make sure that the sensor pad is properly connected.
2. Check the power supply. Replace new batteries. Or, if you are using an adapter, plug the adapter into the power outlet.
3. Check the side of the sensor pad. A. If switch is in "Off" position, press Reset button to "On". B. If the switch is in "On" position, use a Caregiver Key to reset the sensor pad. C. If there is an "On" position, the sensor pad will not reset the sensor pad.

CE
Tested and approved to IEC 60601-1-2 Medical Devices General

Sensor Pad positioned under shoulders or under hips and connected to fall monitor.

Durée de vie

Date d'expiration