Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Montérégie-Ouest
Québec

Note de service

DESTINATAIRES :	Gestionnaires du personnel clinique et personnel clinique
EXPÉDITEUR :	Fayez Aidibe, chef de service du génie biomédical
DATE :	Le 20 février 2025
OBJET :	**Avis de risque sur équipement médical – 2025FCA03 : Rappel concernant les bonnes pratiques d'utilisation et de gestion des sphygmomanomètres Welch Allyn**

Le service du génie biomédical souhaite faire un rappel concernant l'importance des bonnes pratiques d'utilisation et de gestion des sphygmomanomètres.

Description du rappel

Il existe un faible risque que les manomètres de tension artérielle Welch Allyn exposés à des températures d'entreposage élevées entraînent une mesure inexacte de la tension artérielle ou l'incapacité à gonfler le brassard de tension artérielle. Baxter recommande d'entreposer les appareils à une température ne dépassant pas la température de fonctionnement de 40 °C/104 °F.

Le personnel peut continuer à utiliser les appareils s'ils sont étalonnés. En cas de doute, une demande de service par le portail web Interal doit être faite en cliquant sur le lien suivant : http://16mos002005/ServiceCallWiz/Default.aspx.

Équipement (s) visé (s) par l'avis

Équipement (s) : Sphygmomanomètre
Fabricant (s) : Baxter - Welch Allyn

Pour toute question en lien avec cet avis, veuillez communiquer avec le service du génie biomédical à l'adresse suivante : alertesmedicales.gbm.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca

Nous vous remercions de votre collaboration habituelle.

FA