

Méthode d'application d'Aquacel Ag+ Extra et suivi :

- Objectifs:** 1) Favoriser l'épithélialisation
2) Diminuer la douleur
3) Diminuer la fréquence des changements de pansement

Jour 0, début de la procédure :**

- Évaluer la plaie;
- Débrider la plaie au besoin;
- Nettoyer avec H₂O stérile;
- Appliquer une ou plusieurs épaisseurs d'Aquacel Ag+ Extra directement sur la brûlure. Si besoin de plusieurs feuilles pour recouvrir la brûlure, s'assurer de les chevaucher de 2,5 cm;
- Aquacel Ag+ Extra doit dépasser de 5 cm le pourtour de la brûlure, car rétrécit lorsqu'humide;
- Recouvrir d'un pansement secondaire : gazes stériles et fixer avec un bandage omniforme (Kling) (car le pansement secondaire maintient l'Aquacel Ag+ Extra en place et permet l'évaporation pour le faire sécher).

Début suivi CLSC après 24 h et 2 fois par semaine par la suite :

- Retirer pansement secondaire;
- Si Aquacel Ag+ Extra est saturé ou transformé en gel > 80 % et **n'adhère pas à la plaie** : retirer et appliquer une ou plusieurs feuilles selon la procédure (voir jour 0) et appliquer le pansement secondaire par la suite;
- Si Aquacel Ag+ Extra est saturé ou transformé en gel > 80 % et **adhère à la plaie** : laisser en place et réappliquer une nouvelle couche d'Aquacel Ag+ Extra par-dessus la couche existante. Appliquer le pansement secondaire par la suite;
- Si Aquacel Ag+ Extra est desséché et que **le pourtour n'adhère plus**, découper la partie non adhérente en laissant dépasser 1 cm et laisser le reste en place. Appliquer le pansement secondaire par la suite;
- Appliquer crème hydratante sans parfum sur nouvel épithélium;
- Appliquer le pansement secondaire (voir jour 0);
- Poursuivre jusqu'à guérison de la plaie*.

Si présence :

- d'exsudat excessif;
- d'hémorragie excessive;
- de signes cliniques d'infection;
- de tissus nécrotiques adhérents à la plaie;
- d'augmentation de la douleur;
- de non-cicatrisation après 14 jours.

Référer selon jugement clinique à :

- 1) Médecin traitant
- 2) Endroit de consultation initiale
- 3) Urgence

Aquacel Ag+ Extra PEUT :

- Durcir et créer un inconfort (humecter avec H₂O stérile pour améliorer le confort et l'amplitude des mouvements);
- Prendre la couleur de l'exsudat;
- Se détacher seul lors du processus de réépithélialisation;
- Rester en place 14 jours.