

AIDE-MÉMOIRE CLINIQUE

Préposés aux bénéficiaires (PAB) / Auxiliaires aux services de santé et sociaux (ASSS)

Bandage de compression tubulaire « *Tubigrip* »

AVANT L'INSTALLATION

- Valider verbalement les consignes auprès de l'infirmière concernant le « *Tubigrip* ».
- Effectuer l'hygiène des membres inférieurs (lingette ou débarbouillette avec eau et savon non parfumé) et bien assécher la peau.
- Appliquer crème hydratante sur les membres inférieurs au besoin ou selon les directives infirmières.

Moment d'installation :

- Le matin avant le lever (moment où l'œdème est le moins important).
- L'utilisateur doit être couché au lit au moment de l'installation. Si l'utilisateur est levé, le recoucher 20 minutes avant l'installation.
- Ne pas installer de « *Tubigrip* » durant la journée, car inefficace → Attendre au lendemain matin.

TECHNIQUE D'INSTALLATION

1.

Enfiler comme un bas en laissant un espace de 2 doigts sous le genou.

Une longue partie de « *Tubigrip* » dépassera les orteils.



IMPORTANT

Ne jamais faire le repli de la deuxième couche au niveau du genou. Le repli doit absolument se faire au niveau des orteils

2.

Le « *Tubigrip* » doit, EN TOUT TEMPS, être en double épaisseur, donc :


Replier l'excès du bandage sur lui-même. Le repli doit s'effectuer à la base des orteils en s'assurant que tous les orteils sont visibles.



3.

Remonter la 2^e couche de « *Tubigrip* » au niveau du genou, de 2 à 3 cm plus haut que la première couche (ceci évite glissement/serrement).

S'assurer qu'il n'y a pas de pli.



APRÈS L'INSTALLATION

- S'assurer que l'utilisateur est confortable.
- Si formation de garrot, malgré une installation adéquate, ou si le « *Tubigrip* » semble trop grand, aviser l'infirmière pour réévaluation.
- Aviser l'infirmière pour un remplacement de « *Tubigrip* » si :
 - Glissement ou roulement de « *Tubigrip* » **ou**
 - Perte d'élasticité **ou**
 - « *Tubigrip* » visiblement souillé.
- Si présence de rougeur, de plaie ou d'écoulement, aviser l'infirmière dans les meilleurs délais.
- Retirer le « *Tubigrip* » au coucher. Ne jamais laisser en place la nuit.
- ASSS : S'assurer de la visite de l'infirmière lorsqu'une nouvelle paire de « *Tubigrip* » doit être ajustée (généralement chaque 1 à 2 mois).

Références : Méthode de soins informatisées (MSI) : Application d'une thérapie par compression – Bandages de compression

Direction émettrice	Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire	Entrée en vigueur :	2021-08-12
AMC-DSIEU-6098 (Rév. 2021-11)		Révision :	2021-11-03