

### Rappel!

- ◆ Procéder à l'hygiène des mains selon les 4 moments.
- ◆ Retirer les bijoux des doigts et poignets.
- ◆ Repositionner, à la cheville, bracelet d'identification, d'allergie et de risque de chute.
- ◆ Repositionner l'accès veineux ou vérifier sa pertinence, si possible.



#### Étape 1 : Placer l'attache-poignet autour du poignet

La fente doit être sur le dessus du poignet et à l'opposé de l'utilisateur.



#### Étape 2 : Insérer la sangle qui est près de l'utilisateur dans la fente



#### Étape 3 : Entourer le dessus du poignet avec la même sangle et l'insérer dans la fente



#### Étape 4 : Ramener la sangle avec la fente (l'autre sangle) par-dessus le poignet de façon à l'entourer



#### Étape 5 : Ajuster au poignet, en laissant l'espace d'un doigt, et entrecroiser en ne faisant qu'un seul nœud

*Afin de ne pas entraver la circulation et de ne pas blesser l'utilisateur.*

#### Étape 6 :

- ◆ Si installation au lit ou sur la civière : Fixer les sangles dans la fente prévue à cet effet, au niveau des hanches du patient.
- ◆ Si installation au fauteuil GA : Fixer les sangles à l'anneau carré.

#### Étape 7 : Boucle à détachement rapide

- ◆ Avec les deux sangles, former un X.
- ◆ À la base du X glisser les deux sangles de façon à former une boucle et serrer.

#### NETTOYAGE :

- Aucun nettoyage : Matériel jetable