



ORDRE PROFESSIONNEL DES
TECHNOLOGISTES MÉDICAUX
DU QUÉBEC

Aide-mémoire Ordre de remplissage des tubes de sang

Ponction Veineuse



Hémoculture (bouteille aérobie
d'abord, puis anaérobie)



Citrate de sodium (3,2%)



Avec ou sans activateur de caillot,
avec ou sans gel séparateur



Héparine liée au sodium ou au lithium



EDTA lié au potassium



Oxalate de potassium/fluorure de
sodium (inhibiteur de la glycolyse)



Citrate de sodium (3,8 % pour vitesse
de sédimentation Westergren)

Ponction Capillaire



Gaz capillaire



EDTA lié au potassium



Héparine liée au sodium ou au lithium
et autres anticoagulants



Avec ou sans activateur de caillot,
avec ou sans gel séparateur

- Les tubes non mentionnés doivent être remplis en fonction de l'additif qu'ils contiennent et de leur potentiel de contamination avec les autres tubes.
- Toujours remplir les tubes de sang avec anticoagulant selon leur capacité optimale de remplissage.

Quand prélever un tube de rejet :

- ☐ Unité de prélèvement à ailettes (papillon) et premier tube à remplir destiné à une analyse de coagulation ou de gaz sanguins.
- ☐ Premier tube à remplir destiné à une analyse spécialisée de coagulation (sauf si l'utilisation du premier tube a été validée par le laboratoire).
- ☐ Toute ponction difficile.

Mélanger les tubes doucement, immédiatement après leur remplissage, par retournements successifs complets



Avec activateur de caillot

5 retournements

Avec citrate de sodium

3-4 retournements

Avec autres anticoagulants

8-10 retournements

Identification de l'échantillon :

- immédiatement après le prélèvement;
- en présence du patient;
- inscrire le nom et le prénom du patient ;
- inscrire le numéro d'identification propre au patient (p. ex., RAMQ);
- inscrire toute autre information requise par le laboratoire.

Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

info@optmq.org

www.optmq.org

Téléphone. : 514 527-9811 ou 1 800 567-7763

Une formation sur les prélèvements est disponible au :

www.formationprelevement.com