
DESTINATAIRES :	Aux gestionnaires cliniques, à l'ensemble du personnel en soins infirmiers et aux inhalothérapeutes œuvrant au bloc opératoire, de l'hôpital Anna-Laberge
EXPÉDITEUR :	Marie-Soleil Lafranchise, conseillère cadre spécialisée en soins infirmiers – Volet DPD (intérim), DSIEU Roxanne Forgues, Conseillère en soins infirmiers - Volet évaluation et harmonisation des produits, DSIEU
DATE :	2025-10-14
OBJET :	Changements liés aux tubulures - Nouvelles pompes à perfusion volumétrique Infusomat® Space 2^e génération de BBraun.



Pour faire suite à la note de service concernant le déploiement des nouvelles pompes à perfusion volumétrique **Infusomat**, nous souhaitons vous informer que cette transition s'accompagnera de changements concernant les tubulures à perfusion utilisées avec la nouvelle pompe.

- Les nouvelles tubulures **BBRAUN** seront **dédiées à l'utilisation avec les pompes Infusomat** pour l'administration des médicaments et des solutions.
- Des tubulures distinctes, de type microgouttes et macrogouttes munies d'un régulateur de débit de 15 gouttes/ml demeureront disponibles pour l'administration par gravité des médicaments et des solutions.

Important

Il sera donc important de respecter le type de tubulure à utiliser selon l'utilisation qui en sera faite.

Lors de la journée d'implantation, le personnel du magasin dotera les unités de soins concernées des nouveaux produits B. Braun.

De plus, il sera essentiel que les chariots à code demeurent accessibles afin de permettre leur conversion et leur approvisionnement avec les nouvelles tubulures.

Pour toutes questions concernant les produits, n'hésitez pas à envoyer un courriel à l'adresse suivante : conseillères_soins_infirmiers.produits.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca.

Nous vous remercions de votre collaboration et de votre vigilance afin d'assurer une utilisation conforme et sécuritaire de ces dispositifs.