
DESTINATAIRES :	Tous les gestionnaires cliniques, conseillères en soins infirmiers, personnel infirmier, gestion de l'approvisionnement
EXPÉDITEUR :	Roxane Forgues, conseillère en soins infirmiers - Évaluation et harmonisation des produits
DATE :	Le 25 octobre 2021
OBJET :	Nouveaux produits - dispositifs d'accès veineux périphériques courts

Bonne nouvelle!

Deux nouveaux produits de la gamme Introcan® seront bientôt disponibles. Les représentants de la compagnie BBRAUN seront présents dans les hôpitaux et CLSC pour présenter les produits à partir du 2 novembre. Nous vous informerons des dates de formation sous peu.

Ces deux cathéters courts sécuritaires comportent un *septum* retenant le sang dans l'embase au retrait de l'aiguille. Ce dispositif évitera le risque d'accident d'exposition au sang suite à l'insertion de l'aiguille. Les ailettes de l'*INTROCAN SAFETY 3* permettent une stabilisation optimale du dispositif et peuvent être utilisées avec les usagers qui requièrent une plus longue durée de séjour. Voir les détails de l'annexe A.

SOINS INFIRMIERS

Suite aux travaux d'harmonisation, le volet-conseil de la *Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire* propose un aide-mémoire afin d'accompagner la pratique des infirmières pour les soins aux dispositifs d'accès veineux périphériques courts. Cet outil est maintenant disponible sur Intranet :

[AMC-DSIEU-6101_Soins d'un dispositif d'accès veineux périphérique court](#)



Si vous constatez des problèmes avec les nouveaux produits, veuillez compléter le formulaire de plainte disponible sur Intranet et l'acheminer au service de soutien opérationnel : achats.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca

Pour toutes questions concernant les fournitures et soins médicaux, nous vous invitons à communiquer avec Mme Roxanne Forgues à l'adresse courriel suivante : roxane.forgues.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca

Merci de votre collaboration.

RF

ANNEXE A – NOUVEAUX DISPOSITIFS D'ACCÈS VEINEUX PÉRIPHÉRIQUES COURTS

Introcan Safety® 2 DISPONIBLE À PARTIR DE JANVIER 2022	Introcan Safety® 3 DISPONIBLE À PARTIR DU 1^{er} NOVEMBRE 2021
SEPTUM À USAGE UNIQUE ■ Se situe à l'intérieur de l'embase du cathéter ■ Contrôle automatiquement le reflux sanguin lors du retrait de l'aiguille CANULE radio-opaque en POLYURÉTHANE 	SEPTUM À USAGE MULTIPLE ■ Se situe à l'intérieur de l'embase du cathéter ■ Contrôle automatiquement le reflux sanguin lors du retrait de l'aiguille CANULE radio-opaque en POLYURÉTHANE AILETTES Disponible AVEC ailettes uniquement 
Ces nouveaux dispositifs doivent être utilisés avec : ➤ Une pellicule de pellicule adhésive transparente Tégaderm IV Advanced (modèle 1683, 6.5 cm X 7 cm) ➤ Tubulure de rallonge 7 pouce avec raccord micro clave transparent-cathéter	

