



TITRE : Fiche technique - Utilisation du répertoire d'analyse Web pour les utilisateurs internes et externes

RESPONSABLE : Direction régionale des laboratoires
(Hôpital du Suroît)

ÉMISE LE : 2021-03-23

ADOPTÉE PAR :

Dominique Savard

Dominique Savard, Chef de service laboratoire – Hôpital du Suroît

DERNIÈRE RÉVISION :
2022-10-24

1 ÉNONCÉ / BUT

Le répertoire d'analyse du service de biologie médicale de l'hôpital du Suroît contient toute l'information pertinente concernant les prélèvements d'échantillon diagnostique. L'information est mise à jour régulièrement. Il contient les informations suivantes :

- Des informations sur l'analyse;
- Les valeurs de références;
- Les synonymes du nom de l'analyse;
- Le type de contenant à prélever;
- Les conditions de conservation : la température de conservation, le temps de conservation, les précautions particulières (ex : à l'abri de la lumière);
- Les documents associés ou les formulaires à compléter si requis;
- Les instructions aux usagés si requis.

Pour nos partenaires internes du CISSSMO, le lien vers notre répertoire des analyses est également disponible via Intranet sur notre page « [Répertoire des analyses et documents associés au prélèvement](#) ». Vous pouvez aussi écrire dans la recherche rapide « répertoire ».

Pour les utilisateurs (CLSC, CHSLD, cliniques, GMF):

<https://est.omni-assistant.net/csssjr-labo/AutoLogin.aspx?User=HSRExterne>


Voici le lien à utiliser pour les unités de soins à l'interne:

<https://est.omni-assistant.net/csssjr-labo/AutoLogin.aspx?User=HSRInterne>


2 PROCÉDURE

2.1 FAIRE UN RACCOURCI DU LIEN SUR LE BUREAU DE VOTRE ORDINATEUR

- a) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un endroit vide du Bureau;
- b) Sélectionnez « **Nouveau** » puis « **Raccourci** »;
- c) Dans le champ **Entrez l'emplacement de l'élément** de la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez ou copiez le lien vers le site en question;



- d) Cliquez ensuite sur **Suivant**, nommez votre raccourci, puis cliquez sur **Terminer**, votre raccourci est créé sur le Bureau. Vous pouvez le déplacer pour le mettre à l'endroit qui vous convient le mieux;
- e) Vérifier si le lien fonctionne;
- Si ça ne fonctionne pas
 - a) Redémarrer ;
 - b) Cliquer avec le bouton droit de votre raccourci;
 - c) Aller dans propriété, puis dans « Document Web »;
 - d) Recopier le lien et faire « Ok ».



2.2 EFFECTUER UNE RECHERCHE DANS LE RÉPERTOIRE DES ANALYSES

a) Inscrire le nom de l'analyse recherchée dans la section « Rechercher »;



English **CONNEXION**

HÔPITAL DU SUROÛT

RÉPERTOIRE DES ANALYSES ET DES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE DE BIOLOGIE MÉDICALE

CLIENTÈLE À L'EXTÉRIEUR DE L'HÔPITAL DU SUROÛT

Vous y trouverez, par analyse, les types de tubes ou contenants nécessaires, les conditions spéciales de prélèvement et les délais pour l'acheminement au laboratoire ainsi que des documents de référence, formulaires, instructions aux usagers permettant la qualité des résultats.


Le laboratoire est ouvert 24h/24, 7jours/7. Il est situé au 2e étage de l'hôpital.

Pour toute demande de renseignements, veuillez téléphoner 450-371-9920 et utiliser les extensions suivantes:

Biochimie: 2108
Hématologie: 2100
Banque de sang:2101
Microbiologie: 2110
Pathologie: 2094

LOGICIEL OMNI-ASSISTANT - COPYRIGHT 2007-2022 - v12.21.160 - Les fureteurs supportés sont Google Chrome et Microsoft Edge.

b) Cliquer sur l'analyse désirée;



Logiciel **OMNI-ASSISTANT**

rsosi **RECHERCHER** i

English **CONNEXION**

Documents (2) Analyses (1)

FILTRES

S (1)

Action	Description	Code SIL	Secteur	Version	Mis à jour le
	 Sang dans les selles (HSR)	 RSOSI	Biochimie	v.1	2022-10-19

HÔPITAL DU SUROÛT

RÉPERTOIRE DES ANALYSES ET DES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE DE BIOLOGIE MÉDICALE

c) Toutes les informations sur l'analyse apparaîtront;

SANG DANS LES SELLES (HSR)		RÉSULTAT	
Description	Sang dans les selles (HSR)	Délai pour résultat	6 semaines
Secteur	Biochimie	Disponible en stat	Non
Synonymes	RSOSI, FIT, FIT TEST		
Code de référence	30469		

PRÉLÈVEMENT		PATIENT	
Contenant usuel	1 RSOSI (trousse de prélèvement)	Jeûne	Non
Prélèvement	Selles	Diète spéciale	Non
Vol/qte requis(e)	N/A		
Informations importantes	L'échantillon de selles doit être mis dans le kit de prélèvement RSOSI dans un délai de 1 heure		
Conditions de rejet	délai de stabilité dépassé		
Stabilité après centrifugation	contenant stérile 1 heure température pièce. Kit RSOSI 18 à 25°C pour 12 heures, 2 à 8°C pour 1 semaine		

 **PROTOCOLES & AUTRES DOCUMENTS ASSOCIÉS À CETTE ANALYSE**

Fichier	Version	# Doc
 INS-CMO-BIO001-V3-ANG Immunochemical fecal occult blood test RSOSI (INS-CMO-BIO001-V3-ANG User instructions immunochemical fecal occult blood test.pdf)	v.6	 45078
 INS-CMO-BIO001-V3-FR Dépistage cancer colorectal RSOSI ou fit-test (INS-CMO-BIO001-V3-FR Instruction Recherche de sang dans les selles (RSOSI).pdf)	v.7.2	 58482

LABORATOIRE INITIAL		SITE D'ANALYSE	
Site	HÔPITAL DU SURÔIT (HSR)	L'analyse aura lieu à :	
Adresse	150 St-Thomas, Valleyfield, Québec, Canada, J6T 6C1	Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	
Code SIL	RSOSI		
Contact technique	Département Biochimie (HSR) - (450) 371-9920 #2108	Cette information est à titre indicatif seulement. Les échantillons doivent être expédiés à un des laboratoires initiaux énumérés à gauche.	

- La première section est la description générale;
- La section prélèvement donne l'information sur les tubes, les contenants ou les écouvillons à utiliser;
- La section protocole donne accès aux documents liés à l'analyse. Ex. : les instructions à l'utilisateur;
- La section transport « point de service à l'extérieur de l'hôpital donne les informations sur les conditions de transport.

TRANSPORT			
DEPUIS LES UNITÉS DE SOINS ET CLINIQUES INTERNES			
Lieu de prélèvement	Unité de soins	Délai pour acheminer	12 Heure(s)
Conditions de conservation	18 à 25 °C		
DEPUIS LES POINTS DE SERVICES			
Lieu de prélèvement	Point de service à l'extérieur de l'hôpital	Délai pour acheminer	24 Heure(s)
Conditions de conservation	2 à 8 °C		

- a) Cliquer sur le document à consulter. D'ordre général les versions françaises et anglaises sont disponibles;

PROTOCOLES & AUTRES DOCUMENTS ASSOCIÉS À CETTE ANALYSE			
Fichier	Version	# Doc	
 INS-CMO-BIO001-V3-ANG Immunochemical fecal occult blood test RSOSi (INS-CMO-BIO001-V3-ANG User instructions immunochemical fecal occult blood test.pdf)	v.6	 45078	
 INS-CMO-BIO001-V3-FR Dépistage cancer colorectal RSOSi ou fit-test (INS-CMO-BIO001-V3-FR Instruction Recherche de sang dans les selles (RSOSi).pdf)	v.7.2	 58482	

- b) Le document s'ouvrira et vous pourrez le consulter ou l'imprimer.

2.3 EFFECTUER UNE RECHERCHE DE DOCUMENT CONCERNANT LES PRÉLÈVEMENTS

- a) Copier ou inscrire le lien sur internet et la page d'accueil apparaîtra;

Logiciel OMNI-ASSISTANT

Prélèvement

RECHERCHER

Documents (15) Analyses (3)

FILTRES

English CONNEXION

- b) Inscrire le nom du document recherché dans la section « Document » faire « Enter » et tous les documents apparaîtront;

Action	Description	# Doc	Ver	Type de fichier
 	INS-CMO-MIC001-V2-FR Instructions prélèvements Urine C, trachomatis et N. gonorrhoeae (INS-CMO-MIC001-...	#: 57933	v.3.1	Adobe Acrobat PDF
 	INS-CMO-MIC002-V2-FR Instructions au clinicien pour prélèvements C, trachomatis et N. gono (INS-CMO-MIC0...	#: 55971	v.3	Adobe Acrobat PDF
 	INS-CMO-MIC003-V2-FR Instructions à l'usager pour prélèvements vaginaux C, trachomatis et N. gonorrhoeae...	#: 57937	v.3.1	Adobe Acrobat PDF
POLITIQUES ET PROCÉDURES (2)				
 	Formation sur les prélèvements BD (Formation sur les prélèvements BD.pdf)	#: 52915	v.1	Adobe Acrobat PDF
 	PRO-CMO-PRE001-V1 Vérification de l'identité du patient lors de prélèvements (PRO-CMO-PRE001-V1 Vérificati...	#: 54406	v.2.1.1	Adobe Acrobat PDF
A - RÉGIONAL - PRÉLÈVEMENT (1)				
POLITIQUES ET PROCÉDURES (1)				
 	Carton aide-mémoire prélèvement (OPTMQ Carton Aide-mémoire-prélèvement.pdf)	#: 29641	v.2	Adobe Acrobat PDF
HS PRÉLÈVEMENT (8)				
FORMULAIRES-LISTE-REGISTRE (4)				
 	F2-PROC-PREL-3 Formulaire de reprise de prélèvement Hôpital du Suroît (F2-PROC-PREL-3 Formulaire de repris...	#: 17692	v.4	Adobe Acrobat PDF
 	GUI-HSR-PRE001-V2 Hôpital du suroît Guide de prélèvement (GUI-HSR-PRE001-V2 Hôpital du suroît Guide de pr...	#: 61892	v.3	Adobe Acrobat PDF
 	INS-HSR-PRE001-V1 Offre de service pour le service de prélèvements Suroît (INS-HSR-PRE001-V1 Offre de servic...	#: 38986	v.1	Adobe Acrobat PDF
 	LIS-HSR-PRE001-V3 Analyse dont le prélèvement est fait seulement à l'hôpital du Suroît et consignés spécifiqu...	#: 55919	v.2	Adobe Acrobat PDF

- c) Cliquer sur le document à consulter soit sur la loupe ou directement sur le nom du document. Le document s'ouvrira.

Vous pouvez toujours consulter le *i* ombragé pour connaître les astuces.



HISTORIQUE DES VERSIONS (du plus ancien au plus récent)		
Numéro et titre	Date d'adoption	Établissement d'origine
L'historique des versions 01 et la date d'adoption sont disponibles dans le logiciel de gestion documentaire du laboratoire.		

RÉDIGÉE OU RÉVISÉE PAR : Brigitte Gagné, agente administrative – assurance qualité des laboratoires
PERSONNES CONSULTÉES : Marie-Ève St-Aubin, assistante-chef laboratoire
RÉFÉRENCES : Logiciel Omni-Assistant Norme internationale du Canada; ISO-15189; Laboratoire de biologie médicale – Exigences concernant la qualité et la compétence; 3 ^e édition 2012-11-01; version corrigée 2014-08-15; Norme 5.4.2