

DESTINATAIRES : À tous les utilisateurs des laboratoires du CISSSMO

EXPÉDITEURS : Marie-Eve St-Aubin, Chef de service laboratoire
Direction régionale des laboratoires
Laboratoire de Barrie Memorial et Suroît

Audrey Ouellet, Chef de service laboratoire
Direction régionale des laboratoires
Laboratoire de Barrie Memorial et Suroît

DATE : Le 17 octobre 2023


OBJET : **Disposition d'étiquette sur le contenant de transport pour l'analyse de recherche de sang dans les selles (RSOSI)**

Veuillez prendre note de l'importance de bien apposer l'étiquette sur le contenant de transport pour l'analyse de recherche de sang dans les selles (RSOSI).


Le laboratoire sous-traitant pour cette analyse reçoit un volume important en provenance des différents laboratoires du Québec et ne peut se permettre de réimprimer chaque étiquette. Les spécimens reçus non conformes seront donc annulés par le laboratoire sous-traitant.

Il est donc primordial de bien positionner l'étiquette afin que **le code-barre soit droit et lisible.** **De plus l'étiquette ne doit pas être repliée sous le contenant sur la partie métallique et la date d'expiration du contenant doit être visible** tel que démontré ci-bas :

Bonne méthode
pour apposer
l'étiquette



Date d'expiration



Merci de votre collaboration.