
DESTINATAIRES :	Aux gestionnaires cliniques, à l'ensemble du personnel en soins infirmiers et aux inhalothérapeutes œuvrant au bloc opératoire, de l'hôpital du Suroît
EXPÉDITEUR :	Marie-Soleil Lafranchise, conseillère cadre spécialisée en soins infirmiers – Volet DPD (intérim), DSIEU Roxanne Forgues, Conseillère en soins infirmiers - Volet évaluation et harmonisation des produits, DSIEU
DATE :	2025-10-09
OBJET :	Changements liés aux tubulures - Nouvelles pompes à perfusion volumétrique Infusomat® Space 2^e génération de BBraun.



Pour faire suite à la note de service concernant le déploiement des nouvelles pompes à perfusion volumétrique **Infusomat**, nous souhaitons vous informer que cette transition s'accompagnera de changements importants concernant les tubulures utilisées à l'hôpital du Suroît.

Contrairement aux tubulures actuellement utilisées de la compagnie Baxter, qui permettent l'administration des médicaments et des solutions par gravité ou avec la pompe :

- ➔ Les nouvelles tubulures **BBRAUN** seront désormais **dédiées à l'utilisation avec les pompes Infusomat** pour l'administration des médicaments et des solutions.
- ➔ Des tubulures distinctes, de type **microgouttes** et **macrogouttes**, seront mises à disposition pour l'administration par gravité des médicaments et des solutions.

Important

Il sera donc important de respecter le type de tubulure à utiliser selon l'utilisation qui en sera faite.

Afin d'harmoniser les pratiques et dans un souci constant d'amélioration de la qualité des soins, veuillez noter que les tubulures primaires macrogouttes ainsi que les tubulures secondaires **seront désormais munies d'un régulateur de débit de 15 gouttes/ml et seront sans DEHP.**

SVP vous référez à la méthode de soins informatisée (MSI) portant sur l'administration par gravité.

Lors de la journée d'implantation, le personnel du magasin dotera les unités de soins concernées des nouveaux produits B. Braun et des tubulures à gravité, tous les anciens produits seront retirés.

De plus, il sera essentiel que les chariots à code demeurent accessibles afin de permettre leur conversion et leur approvisionnement avec les nouvelles tubulures.

Pour toutes questions concernant les produits, n'hésitez pas à envoyer un courriel à l'adresse suivante : conseilleres_soins_infirmiers.produits.ci3ssmo16@ssss.gouv.qc.ca.

Nous vous remercions de votre collaboration et de votre vigilance afin d'assurer une utilisation conforme et sécuritaire de ces dispositifs.