

Note de service

DESTINATAIRES : À tous les utilisateurs et le personnel des laboratoires de la Montérégie

EXPÉDITEURS : Dr Daniel Gauthier, biochimiste clinique
Chef du service clinique de biochimie
Direction régionale des laboratoires

DATE : Le 1^{er} août 2024

OBJET : **Contenant de choix – Analyse du lactate déshydrogénase (LDH)**

Prendre note que pour une période indéterminée, le contenant de choix pour l'analyse du lactate déshydrogénase (LDH) sanguin sera le tube à bouchon jaune/doré (Sérum SST) plutôt que le tube à bouchon vert (plasma hépariné).

Nous vous invitons à consulter le répertoire d'analyse pour de plus amples informations.

Merci de votre collaboration.