
DESTINATAIRES :	Aux gestionnaires cliniques, à l'ensemble du personnel en soins infirmiers, aux inhalothérapeutes et anesthésistes de l'hôpital Anna-Laberge et de l'hôpital du Suroît
EXPÉDITEUR :	Fayez Aidibe, Chef de service du génie biomédical, DL Marie-Soleil Lafranchise, conseillère cadre spécialisée en soins infirmiers, DSIEU
DATE :	Le 5 décembre 2025
OBJET :	Stratégie pour finaliser le changement de programmation des pompes à perfusion Infusomat Space 2^e génération de BBraun

À la suite de la démarche de modification de la programmation sur les pompes à perfusion Infusomat Space 2^e génération de BBraun qui a été effectuée le 3 décembre 2025, **dix (10) pompes à l'HAL et vingt-huit (28) pompes à l'HDS** n'ont pas pu recevoir la nouvelle programmation


Afin d'assurer ce changement, le GBM mettra en place la stratégie suivante :

Dans les pompes qui n'ont pas reçu la nouvelle programmation, la mention « **À RETOURNER AU GBM** » apparaîtra sur l'écran de veille. De plus, la bibliothèque de médicaments actuellement installée sera retirée et remplacée par une bibliothèque vide portant la même mention. Ainsi, lorsque les équipes ouvriront ces pompes, elles croiront que l'appareil présente un problème et le retourneront automatiquement au GBM pour vérification.

Écran de veille



Choix de bibliothèque



Une fois la pompe retournée au GBM, elle recevra la mise à jour de la programmation, cela prend moins de deux (2) minutes, puis sera immédiatement renvoyée à l'unité indiquée sur l'**autocollant**.

Ceci sera effectif à partir de **lundi 8 décembre 2025**.

IMPORTANT : NE PAS UTILISER LES POMPES SI ELLES AFFICHENT CE MESSAGE

Merci d'être à l'affût de ces pompes.

FA/MSL