

IMPORTANT

TOUJOURS installer l'utilisateur nécessitant de l'oxygénothérapie sur une prise d'O₂ murale.

Si indisponibilité de prise d'O₂ murale suivre la cascade suivante :

1. Aviser l'ICASI de la situation pour valider la possibilité de changer des usagers de place.
 - Le nombre d'utilisateurs sous O₂ sans prise murale doit être connu de l'ICASI en tout temps.
2. Privilégier l'administration d'O₂ sur les concentrateurs à oxygène si l'administration d'oxygène dépasse 5L/min et qu'il n'y a pas de prise murale de disponible.
 - S'assurer que le concentrateur est branché à une **prise électrique rouge**.
 - Les nébules **ne peuvent PAS** être administrées via un concentrateur.
3. Administrer l'O₂ via les gros cylindres d'oxygène (Type H).
4. Administrer l'O₂ via les petits cylindres d'oxygène (Type E) munis d'une **alarme sonore (maximum 1 h)**.
Les petits cylindres devraient être réservés seulement pour le transport des usagers.
5. Changer les cylindres lorsque l'aiguille touche la section rouge.

CYLINDRE D'O₂

En tout temps, si l'utilisateur est installé sur un cylindre d'O₂, la **vérification** du volume d'oxygène restant dans le cylindre doit être faite à **chaque début de quart de travail** et **régulièrement**. L'infirmière doit se référer au tableau des durées des cylindres d'oxygène pour effectuer une surveillance en conséquence.



Type E (petit cylindre – transport, max 1 h)				
	2000 psi*	1500 psi	1000 psi	500 psi
1 L/min	9 h 20	7 h 00	4 h 40	2 h 20
2 L/min	4 h 40	3 h 30	2 h 20	1 h 10
3 L/min	3 h 00	2 h 20	1 h 30	46 min
4 L/min	2 h 20	1 h 45	1 h 10	35 min
5 L/min	1 h 50	1 h 20	55 min	25 min
10 L/min	56 min	42 min	28 min	14 min
15 L/min	37 min	28 min	18 min	9 min

Type H (gros cylindre – installation prolongée)				
	2000 psi*	1500 psi	1000 psi	500 psi
1 L/min	104 h 40	78 h 30	52 h 20	26 h 10
2 L/min	52 h 20	39 h 15	26 h 10	13 h 00
3 L/min	34 h 00	26 h 10	17 h 25	8 h 40
4 L/min	26 h 10	19 h 30	13 h 00	6 h 30
5 L/min	20 h 55	15 h 40	10 h 25	5 h 10
10 L/min	10 h 25	7 h 50	5 h 10	2 h 35
15 L/min	6 h 55	5 h 10	3 h 25	1 h 40