

Utilisation :

- Diminuer la progression des troubles veineux tel que l'œdème, varices, thrombose et phlébite.
- Utilisé dans les cas d'enflure, d'entorse et lésion des tissus mous.

Spécification :

- Mettre en position couchée avant le lever et retirer au coucher.
- Installer le Tubigrip en double couche.
- Réutilisables et lavables.

Installation :

Tubigrip :

1. Enfiler le bas jusqu'au-dessous du genou et replier le bas au niveau de la base des orteils pour faire une double couche.
2. Laisser une différence de 2-3 cm entre les deux épaisseurs sous le genou.

Entretien :

- Laver à la machine à l'eau froide et avec un savon doux.
- Suspendre pour sécher.
- Fréquence : minimalement aux 2 jours.



Références : 2026, Mölnycke Health Care, Tubigrip, https://www.ciassca.com/clients/CiSSSCA/Professionnels_M%C3%A9decins_et_partenaires/Clinique_plaies_complexes/Affiche_Tubigrip.pdf			
Outils cliniques associés :		Entrée en vigueur :	2026-09-01
Rédigé par : Brigitte Duquette	Approuvé par : Stéphanie Racine	Révision :	
PRC-DSSADG-10018 (2026-09)	Direction émettrice : Direction des services de soutien à domicile et gériatrie		