

Utilisation :

- Utilisé principalement lors des fractures vertébrales lombaires ou thoraciques basses (plus efficace entre T7-L2).
- Stabilise le tronc et limite les mouvements du dos (flexion, extension et rotation).

Installation :

1. Porter un chandail moulant sous le corset.
2. Ouvrir la boucle d'attache et détachez-la de l'autre côté du cadre rigide.
3. Placer le patient au lit sur le côté et glisser le corset sous lui.
4. Faites rouler le patient sur le dos en plaçant le coussin dorsal au milieu du dos.
5. Déposer la partie rigide du corset sur le torse.
6. Utiliser la lanière pour pouce pour attacher le coussinet au cadre rigide.
7. Fermer la boucle de tension de l'autre côté en s'assurant d'entendre le "clic" de verrouillage.



Entretien :

Nettoyer le cadre avec :

- eau tiède + savon doux.
- ou eau + un peu d'alcool (désinfection légère).
- Essuyer et bien sécher (à l'air libre).

Entretien des coussins (sternal, pubien, dorsal)

- Si amovibles :
 - lavage à la main avec savon doux.
 - ou cycle délicat (si permis).
 - Séchage à plat.

Références : laboratoireevo.com, https://www.chudequebec.ca/patient/maladies-soins-et-services/traitements-et-examens/traitements/corset-jewitt.aspx			
Outils cliniques associés :		Entrée en vigueur :	2026-09-01
Rédigé par : Brigitte Duquette	Approuvé par : Stéphanie Racine	Révision :	
PRC-DSSADG-10024 (2026-09)	Direction émettrice : Direction des services de soutien à domicile et gériatrie		