

Utilisation :

- Principalement dans les cas de fracture de l'humérus (épaule).

Spécification :

- Fabriqué sur mesure pour s'adapter parfaitement au membre de l'utilisateur.

Installation :

1. Placer l'utilisateur assis avec un oreiller sous le bras blessé.
2. Enfiler le manchon sur le bras blessé jusqu'au niveau du coude.
3. Passer les sangles sous l'aisselle du bras opposé en les ramenant derrière le dos pour les fixer sur l'épaule saine et le manchon.

**Entretien :**

- Laver avec un linge ou une débarbouillette légèrement humidifiée avec de l'eau tiède et un savon doux antibactérien, à l'intérieur et l'extérieur.
- Rincer avec un linge imbibé d'eau claire.
- N'immerger jamais l'orthèse complètement dans l'eau.
- Fréquence : Nettoyage minimalement 1 fois par semaine et au besoin.

Références : https://oprivesud.com/sherbooke/produit/orthese-glenohumerale-de-type-sarmiento/ , laboratoire EVO			
Outils cliniques associés :		Entrée en vigueur :	2026-09-01
Rédigé par : Brigitte Duquette	Approuvé par : Stéphanie Racine	Révision :	
PRC-DSSADG-10028 (2026-09)	Direction émettrice : Direction des services de soutien à domicile et gériatrie		