

Vérification aux 3 mois laveur automatique d'endoscope « URAE EDGE »

VÉRIFICATION TRIMESTRIEL :

aaaa	mm	mm	mm	mm
Changer filtre DSD à air (MF01-0028)				
Changer filtre à eau 0.45 MICRON (MF01-0015)				
Changer filtre à eau 1 MICRON (MF01-0014)				
Technicien				

Signature et titre	Initiales	Signature et titre	Initiales	Signature et titre	Initiales

VÉRIFICATION BIANNUELLE :

aaaa	mm	mm
Changer filtre à eau 0.2 MICRON (MF01-0013)		
Changer filtre au charbon (MF01-0025)		
Technicien		

Signature et titre	Initiales	Signature et titre	Initiales	Signature et titre	Initiales