

Vérification quotidienne laveur automatique d'endoscope « URAE EDGE »

VÉRIFICATION QUOTIDIENNE (A CHAQUE MATIN) :

aaaa/mm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Pression entrée d'eau 35-40 PSI																															
Air comprimé 30-60 PSI																															
Température 30-38 C°																															
Vérification réservoir alcool et Rapicide																															
Date de péremption (A/B)																															
Date et heure sur l'écran																															
Vérifications des bassins																															
État des pieuvres																															
Essuyer bassins et laisser ouvert en fin de journée																															
Technicien																															

Signature et titre	Initiales	Signature et titre	Initiales	Signature et titre	Initiales