

Titre Soutien à l'utilisation de PACS Synapse		
Direction responsable DSPEM	Émis	2020-09-16
Expéditeur Service d'imagerie médicale – Hôpital Anna-Laberge	Entrée en vigueur	2020-09-16
Destinataires PACS Admin	Révisé	

1. Objectif

Accéder au logiciel d'imagerie numérique PACS

Apprendre le fonctionnement de base du PACS (pas-à-pas)

2. Procédure

POUR ACCÉDER À L'APPLICATION PACS SYNAPSE (AUTHENTIFICATION) :

Vous devez **OBLIGATOIREMENT** ouvrir une session sur le poste de travail avec votre compte personnel.


Par la suite et selon le poste de travail que vous utilisez, l'application Synapse peut être présente soit :

- sur le bureau du poste de travail;
- OU
- dans Internet Explorer en ouvrant le lien Citrix régional suivant : <https://citrix.ctir16.rtss.qc.ca/>.

Vous devez entrer votre nom d'utilisateur personnel, votre mot de passe et sélectionner le domaine « csss Jardins Roussillon.rtss.qc.ca » dans la liste déroulante. Appuyez sur Ouvrir une session.



Vous devez double-cliquer sur le dossier nommé « Citrix » qui se trouve sur le bureau auquel vous vous êtes automatiquement connectés.



Procédure administrative – Soutien à l'utilisation de PACS Synapse

Dans la liste des applications disponibles, vous pourrez accéder à Synapse (« Synapse – CSSSJ – Citrix ») tel que présenté sur l'image ci-dessous en cliquant sur le nom.

Citrix >		
	Nom	Modifié le
	 MO-Radimage Prod JR	2020-08-25 09:58
	 Synapse - CSSSJ - Citrix	2020-08-25 09:57

Procédure pas-à-pas à venir