

POLITIQUES ET PROCÉDURES DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS

Titre : Nettoyage/désinfection chimique de l'équipement réutilisable	No :
Responsable : Direction des soins infirmiers Prévention et contrôle des infections	☐ Adopté le / ☐ Révisé le : ☐ Remplace le :

Cette procédure s'applique à tous les équipements réutilisables ne pouvant être placés au laveur-désinfecteur ou lors d'un bris de cet appareil.

Buts:

- Offrir à notre clientèle des équipements nettoyés/désinfectés de façon optimale et sécuritaire.
- Diminuer le risque de contamination croisée.

Équipements réutilisables :

- bassine, bassin haricot, urinal, bassin hygiénique (sous la chaise d'aisance), sur-élévateur de toilette, tasse à mesurer, etc.

Indications :

- **Lors du congé :** Déposer l'équipement (vidé et rincé) dans l'utilité souillée.
- **À la levée de l'isolement :** Insérer l'équipement (vidé et rincé) dans un sac de plastique clair avant de le sortir de la chambre et de le déposer dans l'utilité souillée.

L'équipement de protection individuelle recommandé

- Gants jetables (nitrile)
- Les pratiques de base recommandent le port de masque, lunettes de protection ou visière et blouse à manches longues s'il y a risque d'éclaboussures.

Produits à utiliser :

- Nettoyage : germicide
- Désinfection : sporicide (Rescue).

Procédure :

À NOTER : L'action mécanique est très importante afin d'éliminer les spores de *C difficile*.

1. **Inspecter** : Si présence de souillures visibles : **pré-laver** en frottant avec un linge imbibé de germicide. Rincer. *Laver les mains + changer les gants + le linge.*

* Ordre de l'équipement en référence au bas de la feuille

2. **Nettoyer** : Frotter toutes les surfaces de l'équipement avec un linge imbibé de germicide. Rincer. *Laver les mains + changer les gants + le linge.* Déposer l'équipement sur le comptoir recouvert d'un piqué.

3. **Désinfecter** : Appliquer le gel sporicide (Rescue) avec un linge, sur toutes les surfaces extérieures et intérieures de l'équipement réutilisable puis frotter. Temps de contact : 10 minutes.

Après le temps de contact, *se laver les mains + changer les gants.*

Effectuer un bon rinçage (s'assurer que tout le résidu du gel soit enlevé). Se laver les mains.

Bien assécher avec un linge propre et ranger à l'endroit prévu à cet effet.

* Attention : Des mains propres sur des objets propres.

* Ordre dans lequel le matériel réutilisable doit être nettoyé/désinfecté

- Plateau
- Bassin haricot
- Bassin de lit
- Urinaux
- Tass à mesurer
- Sur-élévateur de toilette
- Bassines et bassin hygiénique (sous la chaise d'aisance)