

NOTE DE SERVICE

DESTINATAIRES :	Tous les utilisateurs des EBMD urinaires (bandelettes urinaires et tests de grossesse) de Santé Québec Montérégie-Centre et Montérégie-Ouest
EXPÉDITEUR :	Dr Michaël Lehoux, biochimiste clinique et chef du service clinique de biochimie intérimaire Direction régionale des laboratoires
DATE :	Le 17 juin 2026
OBJET :	EBMD – Nouveaux contrôles de qualité urinaires

Dans le cadre de l'optimisation de nos pratiques en matière de contrôle de qualité, une transition graduelle vers un nouveau contrôle de qualité aura lieu pour les examens de biologie médicale délocalisée (EBMD) urinaires : bandelettes urinaires et tests de grossesse.

À cet effet, les contrôles de qualité internes (CQI) Quantimetrix Dipper POCT® seront progressivement déployés.

Ce contrôle présente plusieurs avantages cliniques et techniques :

- Excellente stabilité
 - Jusqu'à 3 mois à température ambiante
 - Jusqu'à la date indiquée par le fabricant entre 2 °C et 8 °C
- Facilité d'utilisation supérieure
 - Contrôle liquide à usage unique (un sachet par test)
 - Immersion complète et visible de la bandelette
 - Moins de manipulation, réduisant le risque de contamination

Modalités de transition :

- Les contrôles Bio Rad actuellement en inventaire demeurent acceptés jusqu'à épuisement complet.
- Toute nouvelle commande devra désormais être effectuée avec le produit Quantimetrix Dipper POCT®.
- Utiliser les formulaires de CQI selon le produit utilisé, disponibles sur l'intranet.
- Aucune action immédiate n'est requise autre que l'adoption du nouveau produit lors des prochaines commandes.
- Il existe 2 formats de boîtes selon votre consommation.

Établissements	GRM
Santé Québec Montérégie-Centre	GRM 9999657 : Dipper POCT, contrôle par bandelette urinaire, niveau 1 et 2 (62 x 15 ml) GRM 9999862 : Dipper POCT, contrôle par bandelette urinaire niveau 1 et 2 (20 x 15 ml)
Santé Québec Montérégie-Ouest	GRM 1137635 : Dipper POCT, contrôle par bandelette urinaire, niveau 1 et 2 (62 x 15 ml) GRM 1137636 : Dipper POCT, contrôle par bandelette urinaire niveau 1 et 2 (20 x 15 ml)

Des fiches techniques d'utilisation et de nouveaux formulaire CQ sont disponibles via l'intranet sur le répertoire des analyses du laboratoire ou par les liens suivants :

- [Fiche technique – Utilisation des CQI Quantimetrix DipperPOCT Urinalysis Dipstick Control en EBMD](#)
- [FOR-DRL-BMD027-V1 Formulaire de contrôle de qualité \(CQ\) – Bandelette urinaire \(Roche Chemstrip 10A\)](#)
- [Formulaire de contrôle de qualité \(CQ\) – Test de grossesse EBMD \(Quantimetrix DipperPOCT\)](#)

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter votre responsable technique EBMD.

Merci de votre collaboration.