

LISTE DE MATÉRIEL POUR ACCOUCHEMENT IMMINENT

Consignes à suivre :				À valider lors de la vérification de chaque produit :									
Faire la vérification du cabaret une fois par mois (le 1^{er}) et après chaque utilisation	Inscrire la date de la vérification			1. La date de péremption					2. La disponibilité du produit				
Faire un crochet ✓ dans la case lorsque validé	Apposer votre signature de façon lisible			3. L'étanchéité du produit					4. La bonne quantité du produit				
aaaa	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj
ACCOUCHEMENT													
1	Champ stérile (half-sheet)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Blouse imperméable	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Masques de procédure	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Masques de procédure avec visières	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Compresse stériles visibles par rayon X (4X8)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Gants de chaque grandeur (S-M-L)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Gants stériles (6, 6½, 7, 7½, 8, 8½) de chaque grandeur	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Petites pinces hémostatiques stériles	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Lubrifiant à examens vaginaux	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Grande pince hémostatique stérile	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Ciseaux épisiotomie stérile	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Ciseau stérile	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Grande couverture	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PRISE EN CHARGE BÉBÉ													
1	Poire	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Pincettes à cordon	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Petites couvertures	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Tuque	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Feuille réanimation bébé + stylo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Initiales :													

LISTE DE MATÉRIEL POUR ACCOUCHEMENT IMMINENT

aaaa	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj
RÉANIMATION MAMAN													
Sac à installation IV													
2	Compresses stériles	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Cathéter court #18	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Cathéter court #20	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Seringue NaCl 3 ml	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Opsite	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Bouchon à cathéter (NS lock)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Tampons de Chlorhexidine 0,5% alcool 70%	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Garrot	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sac administration médicaments													
3	Seringue 3ml avec aiguille 22G 1 ½ po	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Tampon d'alcool	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Autres													
1	Carte d'accès ascenseur (Suroît)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Ruban adhésif	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	Fioles d'ocytocine 10 unités	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Comprimé de misoprostol 200 mg	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Soluté de NaCl 0,9 % de 1L	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Tubulure primaire	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Initiales :													

LISTE DE MATÉRIEL POUR ACCOUCHEMENT IMMINENT

aaaa		mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj	mm/jj
RÉANIMATION BÉBÉ													
1	Ambu autogonflable néonatal	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Masque néonatal de chaque : prématuré(#0) petit(#1) et régulier (#2)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Filtre antibactérien pour ventilation de taille néonatale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Masque laryngé (moins de 4 kg)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Cathéter d'aspiration 6 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Cathéter d'aspiration 8 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Cathéter d'aspiration 10 Fr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Stéthoscope néonatal	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Capteur de saturation jetable Massimo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Ruban Coban	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sac prématuré moins de 32 semaines													
1	Sac en plastique	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Petite tuque	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	Masque néonatal #0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
DOPPLER													
1	Doppler fonctionnel (batterie non expirée)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Batteries de rechange	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Initiales :													

Signature de l'infirmière	Initiales	Signature de l'infirmière	Initiales	Signature de l'infirmière	Initiales