

Ces solutés sont préparés à l'unité de soins en dehors des heures d'ouverture de la pharmacie. Les ajouts de dextrose sont faits sans retirer de volume préalablement.

Les volumes de D50% à ajouter sont arrondis pour simplifier la préparation; les concentrations finales réelles peuvent donc différer légèrement des concentrations finales indiquées. Le sac de soluté préparé doit être changé aux 24 heures.

Soluté final	Soluté de base	Ajout de dextrose 50 %
D7,5%	Soluté D5% Sac de 250 mL Sac de 500 mL Sac de 1000 mL	+ 15 mL de dextrose 50 % + 30 mL de dextrose 50 % + 60 mL de dextrose 50 %
D10% Si sac commercial non disponible	Soluté D5% Sac de 250 mL Sac de 500 mL Sac de 1000 mL	+ 32 mL de dextrose 50 % + 63 mL de dextrose 50 % + 126 mL de dextrose 50 %
D12,5%	Soluté D10% Sac de 500 mL	+ 33 mL de dextrose 50 %
D15%	Soluté D10% Sac de 500 mL	+ 73 mL de dextrose 50 %
D10% + NaCl 0,2%	Soluté D5% + NaCl 0,2% Sac de 500 mL Sac de 1000 mL	+ 63 mL de dextrose 50 % + 126 mL de dextrose 50 %
D10% + NaCl 0,45%	Soluté D5% + NaCl 0,45% Sac de 500 mL Sac de 1000 mL	+ 63 mL de dextrose 50 % + 126 mL de dextrose 50 %
D12,5% + NaCl 0,45%	Soluté D5% + NaCl 0,45% Sac de 500 mL Sac de 1000 mL	+ 100 mL de dextrose 50 % + 200 mL de dextrose 50 %

Références : Rédigé par Josée Conesa, pharmacienne
Révisé par François Robidoux, pharmacien
Département de pharmacie du CISSSMO

2021-08-20
2021-08-20

Direction émettrice	Direction des services professionnels et de l'enseignement médical	Entrée en vigueur :	2021-08-26
AMC-DSPem -6011		Révision :	2024-10-25