



Objectif : Assurer le positionnement assis à un angle de 90 degrés lors d'un repas.
♦ Valider les contre-indications et les besoins de surveillance.




1. Relever le **pied** du lit à son **maximum**



2. Relever la **tête** du lit à son **maximum**



3. Relever la **base** du lit à son **maximum**



4. Actionner le bouton de la position **décline inversé** (Trendelenburg)



5. Descendre la base du lit afin d'obtenir un **angle de 90°**



♦ Positionnement pouvant aussi être adopté pour écouter la télévision, lire, recevoir de la visite, etc.

Référence : Adapté de : ASSTSAS (2010). PDSB : Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires - Cahier du formateur. Bloc 6 - L'assistance partielle - autres applications. En collaboration avec la DSIEU et la DSMREU.			
Direction émettrice	Direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire	Entrée en vigueur :	2020-10-22
AMC-DSIEU-6066 (2020-10)		Révision :	