



Note de service

DESTINATAIRES : Aux gestionnaires cliniques et à l'ensemble du personnel en soins infirmiers de l'hôpital Anna-Laberge

EXPÉDITEUR : Le département de pharmacie

Marie-Soleil Lafranchise, Conseillère cadre spécialisée en soins infirmiers – Volet sécurité médicamenteuse, DSIEU

DATE : 2026-04-24

OBJET : **Modification de la présentation et de l'administration de l'antibiotique pipéracilline-tazobactam intraveineux (IV).**

Veuillez prendre note qu'à compter du mercredi 29 avril, la pipéracilline-tazobactam IV sera désormais servie **en seringue** permettant son administration via la pompe à perfusion pousse-seringue.

Les doses seront servies au nom de l'utilisateur sauf à l'urgence où les doses seront au commun seulement. La dose additionnelle post-dialyse de 0,75g sera également préparée par la pharmacie et servie au nom de l'utilisateur.

Il y aura quelques seringues de 2,25g, 3,375g et 4.5g disponibles au commun dans les réfrigérateurs des unités de soins pour les débuts de traitement.

En dehors des heures d'ouverture de la pharmacie, il sera toujours possible de prendre des fioles dans les cabinets automatisés (Mckesson) si la réserve des seringues au commun du réfrigérateur est épuisée.

IMPORTANT : Changement dans le mode d'administration

Cet antibiotique IV **doit être administré en 30 minutes en dérivé avec un soluté primaire**.
Il est compatible **UNIQUEMENT** avec le chlorure de sodium 0,9% IV ou le dextrose 5% IV.

Pour les doses de 2,25g, 3,375g et 4,5g : Mettre le débit du soluté primaire à 100 mL/h

Pour la dose additionnelle, post-dialyse 0,75g : Mettre le débit du soluté primaire à 40 mL/h

Tubulure à utiliser pour la seringue

CODE GRM :1000242 Tubulure de rallonge microbore 152 cm (61")

Nous vous remercions de votre collaboration.

Pour toute question, veuillez communiquer avec l'équipe clinique de la DSIEU.

Pharmacie/MSL