
DESTINATAIRES :	Gestionnaires des CHSLD du CISSSMO
EXPÉDITEURS :	Roxanne Patrice-Quirion, Conseillère en soins infirmiers – volet hébergement Sophie Goneau, Chef adjointe du département de pharmacie - services pharmaceutiques
DATE :	2019-05-15
OBJET :	Déploiement du perfuseur/pousse-seringue mécanique IVMed20-2

Dans le but d'harmoniser et de sécuriser l'administration de la thérapie intraveineuse en CHSLD, le comité de la gestion des médicaments – volet CHSLD a planifié la mise en place d'un pousse-seringue mécanique.

Le mode d'emploi du perfuseur/pousse-seringue se retrouve sur ce dernier. Cependant, afin de compléter l'information, un manuel de l'utilisateur sera distribué en même temps que le pousse-seringue dans chacun des CHSLD.

À partir du 17 juin 2019, le département de pharmacie servira principalement la médication intraveineuse sous la forme de seringue de 20mL à insérer dans l'appareil. Advenant le cas où le médicament n'est pas servi dans une seringue, c'est qu'il n'est pas possible de l'administrer par le biais du perfuseur/pousse-seringue mécanique.

Il est de la responsabilité du CHSLD de se procurer le matériel nécessaire à la bonne utilisation du perfuseur/pousse-seringue :

- Dispositif régulateur de débit pour IVMed pour seringues BD (tubulure) :
code GRM 1019230
- Seringue BD 20 mL

RPQ
SG