

Installation : _____

Dossier : _____

Date de naissance : _____ ☐ F ☐ M
AAAA-MM-JJ

NAM : _____ Exp. _____
AAAA-MM

Nom de la mère : _____

AMORCE DE DIALYSE PERITONEALE

Poids : _____ kg Taille : _____ cm

Allergies : _____ Clairance créatinine : _____ mL/min

Date d'installation du cathéter de dialyse péritonéale : _____

1. POUR LA PHARMACIE COMMUNAUTAIRE

Initiales	Mupirocine pommade topique autour du site d'émergence du cathéter de dialyse péritonéale DIE (à chaque changement de pansement)	Qté : ☐ 15 g ☐ 30 g	Ren : 24 fois
Initiales	Héparine 1000 unités/mL (fiole de 10 mL) : 1000 unités par litre de dialysat à chaque échange PRN selon la présence de fibrine	Qté : 30 fioles	Ren : 24 fois
Initiales	Polyéthylène glycol (PEG3350) 17 g PO DIE Omettre si diarrhée ou plus de 2 selles par jour. Aviser médecin si inefficace.	Qté : 510 g	Ren : 24 fois

2. TRAITEMENT

À partir de la 2^e semaine suivant l'installation du cathéter de dialyse péritonéale et selon l'évaluation de l'utilisateur :
débuter l'enseignement des échanges de dialyse péritonéale ambulatoire continue

- À partir de la _____ semaine suivant l'installation du cathéter dialyse péritonéale :
- JOUR 1** : Initier le 1^{er} rinçage péritonéal avec **dialysat 1,5% 500 mL avec héparine 500 unités IP**. Évaluer et mesurer la quantité de liquide drainé.
 - JOUR 2** : Effectuer un 2^e rinçage péritonéal avec **dialysat 1,5% 1000 mL avec héparine 1000 unités IP**. Évaluer et mesurer la quantité de liquide drainé.
 - JOUR 3** : Effectuer, conjointement avec l'utilisateur, un rinçage péritonéal avec **dialysat 1,5% 1500 mL avec héparine 1500 unités IP** jusqu'à ce que l'utilisateur maîtrise adéquatement la technique. Évaluer et mesurer le liquide drainé.
 - JOUR 4** : Injection par l'utilisateur de **dialysat 1,5% 2000 mL avec héparine 2000 unités IP**. Stase d'une heure à la clinique ambulatoire de dialyse péritonéale ou à l'hôpital. Drainage complet de la cavité abdominale. Évaluer et mesurer la quantité de liquide drainé. Débuter la dialyse péritonéale par l'utilisateur.

Débuter la dialyse péritonéale à domicile par l'utilisateur selon la recette suivante :

3. ANALYSES ET EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

- Effectuer KT/V et bilan sanguin de base 2 semaines après le début de la dialyse péritonéale
- Planifier la courbe d'équilibration péritonéale 3 à 4 semaines après le début de la dialyse péritonéale

* Se référer à l'OC-6080 Initier des analyses de laboratoire chez les usagers recevant des traitements de dialyse péritonéale

Date et heure (aaaa/mm/jj)

Signature du prescripteur

permis

☐ Envoyé par _____ (init.)

Heure d'envoi :

Ordonnance relevée par : _____ (init. inf.)