
DESTINATAIRES :	Tous les employés, gestionnaires et médecins du CISSS de la Montérégie-Ouest
EXPÉDITEUR :	Guillaume Ferland, coordonnateur chaîne d'approvisionnement, direction de la logistique Emmanuelle Richard, adjointe au directeur générale adjoint - Service de prévention et contrôle des infections (PCI), direction générale adjointe des programmes de santé physique et spécialisée Roxanne Forgues, conseillère à l'harmonisation des produits, direction des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire en soins infirmiers Marie-Eve Sévigny, directrice des soins infirmiers et de l'enseignement universitaire en soins infirmiers
DATE :	Le 13 juillet 2023
OBJET :	Pénurie réelle de tampons et tiges montées de Chlorhexidine 2 % et d'alcool 70 % (mise à jour)

À la suite de la note de service du 22 juin dernier [Sdf \(rtss.qc.ca\)](https://rtss.qc.ca), veuillez prendre connaissance des nouvelles recommandations afin de faire face à la pénurie réelle **des tampons et tiges montées de Chlorhexidine 2 % et d'alcool 70 %**.

Vous trouverez au verso le tableau des produits remplaçants.

Nous vous invitons à faire une gestion judicieuse du matériel afin d'assurer les soins appropriés et sécuritaires. Nous recommandons que les tiges de povidone iodées 10% et tiges de CHG 2% avec alcool 70 % et tiges de povidone iodées 10 % soient supervisées par l'ICASI ou toute autre personne nommée par le chef de l'unité de soins.

Pour ce faire, le service de la logistique fera une tournée des unités de soins afin de :

- Augmenter la quantité des tampons d'alcool isopropylique 70 % (GRM : 1001416)
- Diminuer les quantités au minimum et de récupérer le surplus des tiges Chlorexidine 2 % avec alcool isopropylique 70 % (GRM : 1000286)
- Redistribuer les tiges de povidone iodées 10 % et les tiges montées de CHG 2 % avec alcool isopropylique 70 % dans les secteurs spécifiques tels que : les soins intensifs, l'urgence, la clinique d'oncologie, l'hémodialyse, le SAD-CLSC, les services courants des CLSC, les unités de soins, la médecine de jour, la radiologie et l'endoscopie.



Une note de service relative aux substituts proposés sera transmise sous peu pour les secteurs d'hémodialyse, des blocs opératoires et des unités mères-enfants.

CHOIX ET APPLICATION DE L'ANTISEPTIQUE			
Techniques de soins	1 ^{er} choix de produit	2 ^e choix de produit	Application
Ponction capillaire pour microméthode	Tampon d'alcool 70 % en prenant soin d'effectuer une désinfection (1 tampon)		Alcool 70% : • Application d'un mouvement de va-et-vient et une légère friction d'une durée 30 secondes • Ne pas nettoyer ou essuyer l'alcool pour assurer son efficacité antiseptique • Respecter le temps de séchage d'au moins 30 secondes
Ponction veineuse	Tampon d'alcool 70 % en prenant soin d'effectuer trois désinfections totales (3 tampons)	Tige de Povidone Iodée 10% Vérifier si allergie ou contre-indication à l'iode	
Connecteur sans aiguille et autres voies	Tampon d'alcool 70 % en prenant soin d'effectuer une désinfection (1 tampon)		
Injection sous-cutanée ou injection intramusculaire	Tampon d'alcool 70 % en prenant soin d'effectuer une désinfection totale (1 tampons)		
Installation d'un dispositif d'accès veineux périphérique court (DAVPC) ou d'un cathéter sous-cutané (DASC)	Tampon d'alcool 70 % en prenant soin d'effectuer trois désinfections totales (3 tampons)	Tige de Povidone Iodée 10% Vérifier si allergie ou contre-indication à l'iode	Povidone Iodée 10%: • Application d'un mouvement de va-et-vient et une légère friction d'une durée minimale de 2 à 3 min • Ne pas nettoyer ou essuyer l'iode pour assurer son efficacité antiseptique • Respecter le temps de séchage d'au moins 5 minutes
Installation et entretien au site du dispositif d'accès veineux central (DAVC)	Tige de Povidone Iodée 10% Vérifier si allergie ou contre-indication à l'iode	Tige de CHG 2 % avec alcool isopropylique 70 %	
Hémoculture (deux désinfections sont nécessaires au site de la ponction)	Tampon d'alcool 70 % en prenant soin d'effectuer trois désinfections totales (3 tampons)		

Nous sollicitons la collaboration de tous les gestionnaires pour informer les équipes que la situation est critique et que le retour à la normale est prévu dans quelques mois.

Nous sommes désolés des inconvénients occasionnés par cette rupture de produit. Nous travaillons à trouver des solutions pour cette pénurie qui affecte la province.

Pour toutes questions cliniques n'hésitez pas à communiquer avec Madame Roxanne Forgues, conseillère en soins infirmiers - évaluation et harmonisation des produits à la DSIEU, par courriel à roxane.forgues.ciassmo16@ssss.gouv.qc.ca.

Pour toutes questions d'ordre prévention et contrôle des infections (PCI), veuillez contacter : Mme Emmanuelle Richard à la prévention et contrôle des infections.

Pour toutes questions relatives à l'approvisionnement, n'hésitez pas à contacter le soutien aux opérations par courriel à achats.ciassmo16@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 450 679-6511, poste 3916.

Pour toutes questions relatives à la méthode de soins vous référer à la [MSI](#).

GF/ER/RF

Références :

[Accueil | Méthodes de soins informatisées \(expertise-sante.com\)](#)
[Ma pratique en soins infirmiers | Intranet du CISSS de la Montérégie-Ouest \(rtss.qc.ca\)](#)
[AMC-DSIEU-6024 Algorithme décisionnel pour le traitement d'une réaction... \(rtss.qc.ca\)](#)
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2597_bacteriemies_catheters_vasculaires.pdf