


ALGORITHME SUR LA TRANSFUSION MASSIVE CHEZ LA CLIENTÈLE DE PLUS DE 35 KG



Aide-Mémoire infirmière

Interventions lors de l'initiation du PTM

- Se référer à OC-6049 et OIPI-737 Transfusion massive
- Aviser STAT la banque de sang et préciser si contexte obstétrical
- Installer moniteur cardiaque / TA q 5 min
- Installer 2 accès IV gros calibre (#14 si possible)
- Faire les prélèvements STAT (avant la réplétion volémique sans toutefois la retarder)

Prévenir l'hypothermie

- Viser température > 35°C (température rectale ou œsophagienne en continue)
- Amorcer le réchauffe fluide avec NaCl 0,9% seulement (dédié aux produits sanguins)
- Administrer tous les fluides réchauffés (sauf plaquettes et cryoprécipités)
- Retirer vêtements mouillés
- Utiliser couverture chauffante et/ou réchauffée
- Réchauffer la salle

Interventions durant le PTM

- DVI : Vérifier les produits à 2 professionnels autorisés et compléter le bordereau de chaque produit
- Administrer les produits selon tableau ou prescription (débit lent des 15 premières minutes non requis)
- Changer la tubulure à transfusion et réchauffe sang :
 - Après 4 produits administrés
 - À q changement de type de produit sanguin
- Suivre la feuille de route du protocole de transfusion massive de la banque de sang
- Effectuer les prélèvements à chaque étape
- Prévenir de l'hémodilution :
 - Suivi rapproché des infusions
 - Décompte des produits