Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de la Montérégie-Ouest
Québec

Note de service

DESTINATAIRES :	À tous les gestionnaires en soins infirmiers et aux membres du personnel en soins infirmiers du CISSS de la Montérégie-Ouest
EXPÉDITEURS :	Roxanne Forgues, Conseillère en soins infirmiers Évaluation et harmonisation des produits
	Christelle Robert, Conseillère cadre spécialisée en soins infirmiers, volet soins critiques, DSIEU
	Dr Bernard Richard Jr, Chef du département d'urgence CISSSMO
DATE :	Le 7 avril 2026
OBJET :	Dispositif d'accès veineux périphérique de type *Midline*

Dans un contexte où les besoins en accès vasculaire sont en constante augmentation, la préservation du capital veineux des usagers demeure une priorité clinique.



Afin de mieux répondre aux besoins des usagers nécessitant un accès périphérique de plus longue durée ou présentant un accès veineux difficile, le *PowerGlide Pro Midline Catheter* **sera disponible** dans nos établissements.

Ce dispositif est un cathéter périphérique de longue durée (jusqu'à 29 jours), mesurant de 8 à 10 cm, inséré dans une **veine** du bras. Il remplace le cathéter *Endurance* de la marque *Teleflex*, retiré du marché il y a quelques années.



L'installation doit obligatoirement être réalisée sous guidage échographique. **Pour le moment**, seuls les médecins ayant reçu la formation requise sont autorisés à procéder à son insertion. *À ne pas confondre avec les cathéters périphériques longs

Nous recommandons de prévoir la disponibilité de quelques dispositifs de fixation *StatLock Pro* dans les milieux cliniques concernés avec le #GRM 1134130.

Ce dispositif est uniquement conçu pour le *Midline PowerGlide Pro* et doit être utilisé conjointement avec le pansement *Tegaderm I.V. Advanced*. Il permet de maintenir l'angle d'insertion requis, ce qui est essentiel pour assurer la perméabilité optimale du cathéter tout au long de son utilisation.

Note de service

Nous vous invitons à consulter l'aide-mémoire clinique disponible sur l'intranet concernant les soins infirmiers associés à ce cathéter :

- AMC-DSIEU-6076 Soins d'un dispositif d'accès veineux périphérique de type MIDLINE-POWERGLIDE PRO

Ainsi que les documents associés :

- AMC-DSIEU-6024 Traitement d'une réaction cutané au site d'un dispositif d'accès veineux central par l'infirmière
- AMC-DSIEU-6158 Choix de l'utilisation des antiseptiques

Pour la technique d'installation du StatLock Pro, vous pouvez consulter la vidéo suivante :



Veuillez également consulter la fiche santé remise par le CHUM afin de renforcer l'enseignement auprès des usagers et leur famille :



Nous vous remercions de votre collaboration habituelle.

RF CR BR